正丁醚的制备

实验目的:

- 1、理解并掌握制备正丁醚的原理和方法;
- 2、学习并掌握油水分离器的原理、使用和安装:
- 3、复习分液漏斗的使用:
- 4、复习固体干燥液体的操作和蒸馏装置的安装和使用。

思政元素:每组同学在使用相同仪器设备、相同试剂、相同实验方法的情况下, 反应体系颜色深浅不一,引入有机化学实验的不可预测性特点。

思政预期效果:培养学生如实记录实验数据,理性看待实验结果,用辩证唯物主义思想去分析问题,反思实验过程。

实验原理:

主反应:

$$2CH_3CH_2CH_2CH_2OH \leftarrow \stackrel{H_2SO_4,135℃}{\longleftarrow} CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$$
 副反应

$$CH_3CH_2CH_2CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4} CH_3CH_2CH = CH_2 + H_2O$$


浓硫酸在反应中的作用是催化剂和脱水剂。

为从可逆反应中获得较好收率,常采用的方法有两种:①使廉价的原料过量;②使反应产物之一生成后立即脱离反应区。本实验不存在第①种方法,只能采用第②种方法使生成的水迅速脱离反应区,故采用一边反应一边蒸出生成水的方法。

副反应:

$$CH_3CH_2CH_2CH_2OH \xrightarrow{H_2SO_4} C_2H_5CH=CH_2 + H_2O$$

实验装置:



实验仪器和试剂:


仪器:圆底烧瓶,温度计(250℃),直型水冷凝管,分水器或油水分离器,锥形瓶,酒精灯,铁架台,分液漏斗

试样:正丁醇(A.R), 浓硫酸,无水氯化钙(A.R)。

实验药品的物理常数

| 名称 | 相对分 | mp/°C | bp/℃ | 相对 | 折光 | 溶解度/g•mL ⁻¹ | | |
|-----|--------|-------|-------|------|--------|------------------------|----|----|
| | 子量 | | | 密度 | 率 | H ₂ O | 乙醇 | 乙醚 |
| 正丁醇 | 74.12 | -89.8 | 118 | 0.89 | 1.3993 | 溶 | 溶 | 溶 |
| 正丁醚 | 130.23 | -98 | 142.4 | 0.76 | 1.3992 | 微溶 | 溶 | 溶 |
| 浓硫酸 | 98.08 | 10.38 | 340 | 1.83 | | 溶 | 溶 | 溶 |

实验过程:



1、正丁醚合成

- (1)取100mL 三颈圆底烧瓶,电炉、石棉网、冷凝管、温度计(注意:温度计插入液面以下)、油水分离器等试验仪器,根据先下后上,先左后右原则,依次组装圆底烧瓶、分水器和球形冷凝管装置。分水器(注意油水分离器搭建前必须检漏)中加入加满水后先从底部放出2mL水,水的体积用量筒定量。
- (2)取31mL正丁醇(约0.37 mol)加入到小烧杯中,再向其中缓慢滴加4.5mL(约0.08 mol)浓硫酸(注意滴加过程中应边滴加边用玻璃棒搅拌,防治硫酸局部浓度过大氧化正丁醇,如果正丁醇被氧化则溶液将会呈现粉红色)。
- (3)将混合均匀后的正丁醇和浓硫酸混合液(无色透明液体)从三颈烧瓶的侧口加入到 100mL 三口烧瓶中,并加入几粒沸石(1-3 粒,太多后处理时会大量吸附产物影响收率),调节温度计位置(注意:温度计插入液面以下但不碰触烧瓶壁)。
- (4) 开启电炉加热,可先开大火加热使蒸汽能在冷凝管回流,再减小火力保持蒸汽在冷凝管处回流分水。当分水器全部充满水时,从分水器下口放出 1.8 mL 水,继续反应直到分水器再次全部被水充满或三口瓶中反应液温度可达 134~136℃(反应时间约 1.5h),则立即停止加热并移除热源。若继续加热,则反应液变黑并有较多副产物烯生成。

2、分液、干燥

- (1)将反应液冷却到室温后倒人盛有 50mL 水的分液漏斗中(注意:必须是产物往分液漏斗中的水层倾倒,顺序不能颠倒,此顺序确保浓硫酸往水溶液中加),充分振摇,静置分出有机层,上层为粗产物层,下层为硫酸层弃去。
- (2) 粗产物层依次用 30mL 水、15mL 5%的氢氧化钠溶液、15mL 水和 15mL 饱和氯化钙溶液洗涤 (共 4 次洗涤和分液),
- (3)将上述洗涤后的粗产品置于干燥的窄口瓶中(如:锥形瓶,碘量瓶等),加无水氯化钙干燥(干燥完全后粗产品溶液变为澄清液体且氯化钙呈分散颗粒状)。

3、蒸馏

将干燥好的产物移至小蒸馏瓶中,蒸馏,收集 139-142℃的馏分。

注意事项:

- 1、硫酸加入时必须边搅拌边滴加且滴加速度不能过快
- 2、分水器中放下的水的体积需要预先计算(加水量许计算),其水面低于分水器回流支管下沿 3~5mm,以保证醇能及时回到反应体系继续参加反应。本实验理论计算失水体积为 3.33ml,故分水器中应放掉约 3.8ml 水,由于一次放出4mL 水将会使分水器中液面下降过多,暂留正丁醇过多不利于反应,因此采取分 2次,第一次放出 2ml 水,分水器快满了之后在放 1.8mL 水的方法,注意:只要水不回流到反应体系中就不要放水。
- 3、制备正丁醚的较宜温度是 130 140°、但开始回流时,这个温度很难达到,因为正丁醚可与水形成共沸点物 (沸点 94.1°°含水 33.4%);另外,正丁醚与水及正丁醇形成三元共沸物 (沸点 90.6°°、含水 29.9%,正丁醇 34.6%),正丁醇也可与水形成共沸物 (沸点 93°°、含水 44.5%),故应在 100-115°°之间反应半小时之后可达到 130°° 以上。
- 4、碱洗过程中,不要太剧烈摇动分液漏斗,否则生成乳浊液,分离困难。一旦 形成乳液,可以加入少量食盐等电解质或水,超声等使之分层。
- 5、正丁醇溶于饱和氯化钙溶液中,而正丁醚微溶。
- 6、上层粗产品的洗涤也可以先每次用冷的 30mL 50%硫酸洗涤两次,再每次用 30mL 水洗涤两次。因为 50%硫酸能洗去粗产品中的正丁醇,但正丁醚也能微 溶,所以产率略有降低。

思考题:

- 1、根据本实验正丁醇的用量计算应生成的水的体积。
- 答:假设正丁醇全部反应生产正丁醚,则生产水 0.37/2=0.185mo1,其体积约为 0.185x18÷0.98=3.4mL
- 2、反应结束后为什么要将混合物倒入 40mL 水中? 各步洗涤的目的何在?

答:冷却后打入 40mL 水中是为了分出有机层,除去沸石和绝大部分溶于水的杂质。水洗,除去有机层中大部分酸和醇;碱洗为了中和硫酸;饱和氯化钙洗涤为了除去少量的正丁醇。